

RUNDSCHREIBEN

<input checked="" type="checkbox"/> ALLE (Prof., WM, SM, Tut)		Schlagwort : Erste Hilfe - Defibrillatoren	Gruppe H
Bearbeiter: Dr. Loth		Dieses Rundschreiben ersetzt:	
Stellenzeichen / Telefon: BA / 25080	Datum: 19.03.2012		

Strom zum Weiterleben - Defibrillatoren

Sehr geehrte Damen und Herren,

an der TU Berlin wurden **Defibrillatoren**, sog. AED (Automatisierte Externe Defibrillatoren) in öffentlich zugänglichen Bereichen und in elektrotechnischen Einrichtungen installiert. Diese stehen zur Ersten Hilfe bei Herzkammerflimmern (Herzstillstand) zur Verfügung und können durch ausgebildete Laien und Ersthelfer angewendet werden. In öffentlich zugänglichen Bereichen werden Defibrillatoren auch als PAD (public access defibrillator) bezeichnet.

Nach dem Eintreten von Kammerflimmern hängen das Überleben und eine gute Prognose wesentlich von folgenden frühzeitigen Erste-Hilfe-Maßnahmen ab:

- **Herzdruckmassage** (30 x) im Wechsel mit Beatmung (2 x)
- **Defibrillation** = Anwendung eines definierten Elektroschocks mittels Defibrillator.

Einsatz des Defibrillators:

Version 1 (in Wandkästen mit Klappe):

Defibrillator mit automatischem Notruf und Sprechverbindung zur Feuerwehr bei Geräteentnahme. Die Trageeinheit im Wandkasten besteht aus dem Defibrillator, einer Freisprecheinrichtung zur Feuerwehr sowie Beatmungsмасke und Verbandset.

- Defibrillator mit Trageeinheit nach Anheben der Kastenklappe entnehmen
- Notruf zur Feuerwehr erfolgt automatisch
- die Trageeinheit zum Notfallort bringen
- Freisprechverbindung zur Feuerwehr kommt zustande, besteht bis zum und am Notfallort
- Herz-Lungen-Wiederbelebung fortsetzen bzw. beginnen
- Defibrillator öffnen und automatische Anweisungen des Gerätes befolgen (Sprachmodul)

Version 2 (in Wandkästen mit Tür):

Defibrillator mit örtlichem akustischem Alarm beim Öffnen des Wandkastens

- Notruf zur Feuerwehr abgeben: **3333** (intern) oder **030 314 2 3333** (mobil) [oder (0)112]
- Defibrillator aus dem Wandkasten entnehmen
- Defibrillator zum Notfallort bringen
- Herz-Lungen-Wiederbelebung fortsetzen bzw. beginnen
- Defibrillator öffnen und automatische Anweisungen des Gerätes befolgen

Version 3 (ohne Kasten):

- Notruf zur Feuerwehr abgeben: **3333** (intern) oder **030 314 2 3333** (mobil) [oder (0)112]
- Defibrillator zum Notfallort bringen
- Herz-Lungen-Wiederbelebung fortsetzen bzw. beginnen
- Defibrillator öffnen und automatische Anweisungen des Gerätes befolgen

Standorte öffentlich zugänglicher Defibrillatoren (PAD) an der TU Berlin:**Version 1** (Kästen mit Klappe) - Automatischer Notruf und Sprechverbindung zur Feuerwehr

Gebäude	Standort Defibrillator	Detailangabe
H	Hauptpforte	an der linken Seite vor der Hauptpforte
C	Flur Materialausgabe	an der Wand schräg gegenüber von Raum 65
MA	Pförtnerloge	an der Wand links von der Pförtnerloge
BH-N	Eingangshalle	links vom Ausgang (neben den Briefkästen)
EW	Pförtnerloge	an der <u>eckigen</u> Säule gegenüber der Pförtnerloge
BIB	Pförtnerloge	an der Säule vor der Pförtnerloge
Betreiber: Abt. IV		

Version 2 (Kästen mit Tür) - Akustischer Alarm bei Geräteentnahme

EN	Pförtnerloge	am Ausgang rechts
TEL	18. Etage	südliche Wand Aufzugvorraum 18. Etage
FR	Flur 3. Etage, Abschnitt B	an der Wand vor Raum 3058
Betreiber: Fak. IV		

Version 3 (ohne Kasten)

PTZ	Pförtnerloge	an der Wand der Pförtnerloge
Betreiber: Fraunhofer IPK		

Defibrillator-Schulung (AED- Schulung):

3-4 Std. Schulung in Herz-Lungen-Wiederbelebung und Anwendung eines Defibrillators (AED). Die Schulung ist für Laien und Ersthelfer/innen geeignet. Melden Sie bitte Ihr Interesse an einer AED-Schulung an über den Servicebereich Weiterbildung, II WB: <http://www.wb.tu-berlin.de> Tel. 24627, oder beim Betriebsärztlichen Dienst – BÄD - baed@ba.tu-berlin.de Tel. 25080.

Erste-Hilfe-Ausbildung und Erste-Hilfe-Training:

Informationen hierzu finden Sie über Direktzugang: 34722 bzw. http://www.ba.tu-berlin.de/v-menue/erste_hilfe_und_unfaelle/betriebliche_ersthelfer/

Weitere Informationen zur Ersten Hilfe finden Sie über Direktzugang: 27595 bzw. http://www.ba.tu-berlin.de/v-menue/erste_hilfe_und_unfaelle/

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. Loth

begl.